

Etikettiersystem

Etikettiergerät und Dokumentationsetiketten zur Kennzeichnung des verpackten Sterilgutes mit den notwendigen Angaben nach DIN 58953-7:2003

Verwendungszweck

Zur Kennzeichnung der Sterilisationsverpackung mit den nach DIN 58953-7:2003 notwendigen Angaben (Sterilisationsdatum, Verwendbarkeitsdatum, Chargennummer, Sterilisatorennummer, Personalnummer).

| Produkt | Best Nr. | Packungseinheit |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Etikettiergerät | 820001 | 1 Stück |
| Dokumentationsetiketten | 821001 | 1 = 400 Etiketten |

Anwendung/Durchführung





- 1. Sterilisationsdatum einstellen
- 2. Verwendbarkeitsdatum einstellen
- 3. Chargennummer einstellen
- 4. Sterilisatorennummer einstellen
- 5. Personalnummer einstellen
- 6. Sterilisationsverpackung etikettieren

Dokumentation

Nach Verwendung des Sterilguts kann das Etikett in die Patientenakte eingeklebt werden.

